



جامعة الرازي

دليل أجهزة معمل الكيمياء



جهاز Water Bath :

مقدمه عن الجهاز:

الحمام المائي: عبارة عن وعاء به ماء لتسخين وتثبيت حرارة العينات عند درجة حرارة ثابتة اقل من درجة حرارة غليان الماء.

استخدامات الجهاز الحمام المائي: تستخدم الحمامات المائيه في معظم المعامل لأغراض عامه مثل اجراء تفاعل كيميائي او حفظ عينه عند درجة حراره ثابتة مثلا عند درجة 37 درجة مئوية.

مكونات جهاز الحمام المائي:

يتكون الحمام المائي من الأجزاء الأساسية التالية :

- اناء معدني مزدوج الجدران Container
 - قرص مدرج لاختيار درجة الحرارة المطلوبة Temperature
 - عنصر تسخين Heater Element
 - مقياس درجة الحرارة Temperature gauge
 - وحدة التحكم في درجة الحرارة Heater Control unit
 - مفاتيح التشغيل Switches
 - لمبات لبيان حاله التشغيل Indicator
- صوره الجهاز:



آليه تشغيل الجهاز:

- 1 () نقوم أولا بتوصيل الجهاز بدارة الكهرباء.
- 2 () نقوم بتعبئة الجهاز بالماء قبل تشغيل الجهاز .
- 3 () قم بتشغيل مفتاح التشغيل الرئيسي الموضح في الصورة.
- 4 () نقوم بتحديد درجة الحرارة المطلوبة لتسخين الماء ثم نضغط على زر التشغيل (Start) .
- 5 () عند الانتهاء من العمل عليه نقوم بإطفاء الجهاز بالضغط على زر Power وفصل التيار الكهربائي عنه.

جهاز Electrical Balance :

مقدمه عن الجهاز:

أن من أكثر الأجهزة انتشارا في المختبرات هي الموازين الحساسة ، فهي هامة للكيميائي كأهمية المجهر للبيولوجي .

و هي أجهزة ميكانيكية تستخدم لتحديد كتلة الاجسام ، و حيث أن الكتلة تتراوح بين الكيلوجرامات و الميكروجرامات فإن الموازين تتراوح فيما بينها من حيث السعة و الاستخدام .
و الموازين أجهزة عالية الثمن و يجب التعامل معها بكل دقة و حذر.

عند استعمال الموازين يراعى النقاط التالية:

- يجب وضع الميزان في غرفة منفصلة و باردة نظيفة ، و أن يوضع الميزان على طاولة ثابتة مستوية .
- يجب الحفاظ على نظافته .
- التأكد من أن الميزان بحد ذاته متوازن .
- قم بعملية الوزن و أنت واقف أمام الميزان مباشرة .
- أمسك الأوزان و المواد المراد وزنها بملقط و ضعها في كمن منتصف كفة الميزان .
- لا توزن الأجسام و هي حارة .
- لا تحمل الميزان وزنا أعلى من طاقته .
- لا تضع المواد الكيميائية أو الرطوبة فوق كفة الميزان مباشرة .
- دون قيمة الوزن بكل دقة لا تحاول أن تقرب قيمة الأرقام .

طرق المحافظة على الجهاز:

كما ذكرنا سابقا الموازين أجهزة حساسة جدا لذلك عند التعامل معها يجب مراعاة الدقة و اللطف معها . كذلك يجب إبقائها نظيفة و عدم تعريضها للكيميائيات و الأبخرة و درجات الحرارة العالية . و بالطبع يفضل أن توضع في غرفة خاصة بها و على طاولات نظيفة و مستوية و تتحمل الصدمات . و قبل القيام بعملية الوزن يتم معايرة الميزان باستخدام أوزان قياسية نظيفة على أن يتم حفظ هذه الأوزان لاحقا في مكان جاف و نظيف بعيدا عن الكيماويات و الأبخرة و الرطوبة . و عند القيام بعملية الوزن يفضل استخدام زجاجيات خاصة لعملية الوزن فيحظر وزن المواد الكيميائية و غيرها مباشرة على كفة الميزان ، و أيضا يجب وضع المواد أو الأجسام المراد وزنها في منتصف كفة الميزان على أن تكون باردة . و عند الانتهاء من عملية الوزن يتم تنظيف الميزان بفرشاة خاصة لإزالة أية بقايا من المادة التي تم وزنها و القيام بتغطية الميزان بغطاء بلاستيكي منعا لوصول الأتربة إليه . و عند حفظها لفترات طويلة توضع الموازين في خزانات ” دواليب ” نظيفة محكمة الإغلاق و مستوية و تتحمل الصدمات.

مكونات الميزان :

- (1) القرص الدائري الحساس
- (2) لوحة المفاتيح الخاصه بالجهاز
- (3) منفذ الكهرباء
- (4) الأبواب الزجاجية المحاطه بمنطقة القرص الدائري الحساس.

صور الجهاز :



آليه تشغيل الجهاز :

- (1) يتم أولاً تشغيل الجهاز قبل الوزن
- (2) تتم معايرة الجهاز تلقائياً قبل استخدامه
- (3) يتم وضع المادة المراد الحصول على وزنها في القرص الدائري الحساس
- (4) غلق الأبواب الزجاجية بعد وضع العينه في المكان المخصص لها
- (5) عند وضع الشيء المراد معرفة وزنه على الكفة فان الكفة متصلة مباشرة وعمودياً بالخلية وهي حساس الوزن فيتولد فرق جهد يتناسب طردياً مع الوزن الموضوع علي خلية الوزن فيدخل هذا الجهد الي البوردة الرئيسية فيكبر ويحول من تناظري الي رقمي ثم يدخل الي المعالج والذي بدوره يقوم بمعالجة هذا الجهد واخراجه علي الشاشة ليظهر الوزن

آليه صيانته جهاز الميزان الحساس:

- تتم صيانته جهاز الميزان الحساس من خلال الصنجات الخاصه فيه وذلك لاعادة معايرة الجهاز وضبطه حتى يمون الوزن فيه صحيح .



جهاز (Spectrophotometer (Double beam)

مقدمه عن الجهاز:

عبارة عن جهاز لقياس شدة الضوء حيث يقيس كثافة الضوء كاقتران بدلاله اللون (الطول الموجي).

استخدامات الجهاز المتصاص الذري:

- لقياس امتصاص الضوء.
- لقياس ارتداد الضوء.

والتطبيق المستخدم على هذا الجهاز في المختبرات الطبيه على النوع الأول وهو قياس الامتصاص للعينه حيث يعتمد امتصاص العينه على كثافه لون العينه وهو بذلك يعتمد على كثافه المادة المذابه، حيث وان هناك نوعين من الخلايا المستخدمه وهي (1 خلايا زجاجيه ، 2) خلايا كوارتز.

آليه تشغيل الجهاز:


- 1) يشغل الجهاز ويترك لمدة 15 دقيقة ليسخن.
- 2) استخدم مفتاح الطول الموجي لضبط الجهاز على الطول الموجي المراد استخدامه.
- 3) اغلق غطاء المكان الذي توضع فيه العينه، استخدم مفتاح التصفير (Zero Control) لضبط المقياس
- 4) على (0 % Transmittance) حيث تتم هذه العملية دون وضع عينة في الجهاز حيث يكون الممر مغلق وبالتالي فان Photometer لا يقرأ شيء اي صفر على مخرجه
- 5) نضع انبوبة تحتوي على محلول مرجعي في المكان المخصص، اغلق الغطاء واستخدم مفتاح التحكم بالضوء لتضع المؤشر على "0" مقياس الامتصاص
- 6) اخرج العينه المرجعية، وضع العينه المراد اجراء الفحص عليها واغلق الغطاء، ثم اقرأ الامتصاص.
- 7) اعد الخطوات السابقة (المعايرة) لاجراء فحوصات على عينة اخرى.

صوره الجهاز:



مكونات جهاز طيف الامتصاص الضوئي:

- (1) مصدر الضوء Light Source
- (2) الموقد Burner
- (3) موحد الموجات Monochromator
- (4) كاشف مقدار الطاقه المتبقية Photometer
- (5) مكان وضع الخليه



آليه عمل صيانته للجهاز :

- تغيير مصدر الضوء.
 - تنظيف العدسات والممرات والممرات الضوئية.
 - يجب ابعاد العدسات عن الغبار واللمس لان ذلك يغير من النتيجة.
 - لاحظ ان العدسات والمرايا حساسه جدا فيجب التعامل معها بحذر وتنظيفها بأداة ناعمه خوفا من كسرها او خدشها.
- ملاحظات هامه :

- (1) الحذر من وصول الاشعه فوق البنفسجيه الى العين لانها مؤذيه.
- (2) هناك جهد عالي مطبق على الجهاز فيجب التعامل معه بحذر عند ازاله الغطاء الرئيسي.
- (3) فصل الجهاز عن مصدر الطاقه عند ازاله او تبديل احد مكونات الجهاز.

جهاز Hot plate:

مقدمه عن الجهاز:

عبارة عن جهاز صغير محمول ذاتي قائم بذاته يحتوي على واحد أو اثنين أو أكثر من عناصر التدفئة الكهربائية أو حراقات الغاز.

وتستخدم لوحات الساخنة عادة لتسخين الأواني الزجاجية أو محتوياتها. تحتوي بعض اللوحات الساخنة أيضا على محرك مغناطيسي ، مما يسمح بتحريك السائل الساخن تلقائيا.

مكونات الجهاز:

- من توصيله الكهرباء.
- قاعدة من الحديد التي يتم التسخين عليها.
- مفتاح ضبط درجة تسخين الجهاز.
- شاشيه رقميه لمعرفة درجة الحرارة الواصلة في الجهاز.

صوره الجهاز:



استخدامات الجهاز:

- 1) يستخدم الجهاز لتسخين المحاليل المحتاجة الى درجات حرارة عالية جدا اكبر من درجات حرارة غليان الماء 100 درجة مئوية.
- 2) يستخدم أيضا عند تحضير محاليل محتاجة الى درجات حرارة عالية أيضا بالإضافة الى تحريك للمحلول وذلك للحصول على محلول متجانس .
- 3) يستخدم أيضا عند تحضير بعض المركبات التي يحتاج الى حرارة عالية للحصول على المنتج المطلوب. إليه تشغيل الجهاز:

- 1) وصل الجهاز بالكهرباء والتأكد من من ذلك عن طريق اللمبة الموجود في الجهاز وتحولها الى اللون الأحمر.
 - 2) تحديد مدى درجة الحرارة المطلوبة في الجهاز سواء ضعيفه او متوسطه او مرتفعه.
 - 3) عند الانتهاء من العمل على الجهاز قم بغلق مفتاح الدروان الى ناحيه الصفر بعدها قم بفصل الكهرباء عنه .
- التحذيرات على الجهاز:

- 1) التأكد من ان الاوعيه الزجاجيه التي سيتم وضعها على السخان ان تكون ناشفه وغير مبلله من الخارج حتى لا تنكسر بسبب الحرارة المفاجئه.
- 2) التأكد من المواد المستخدمه بأن لا تكون سريعه الاشتعال.
- 3) التأكد من ان المواد المستخدمه ليست من المواد المسببه للفرقة الشديدة .
- 4) عدم وضع راحة اليد على السخان الكهربائي مباشرة لتحسس مقدار الحرارة.
- 5) عدم وضع الكيس البلاستيكي على الجهاز لتغطيته مباشرة لان الجهاز مازال محتفظ بالحرارة.

جهاز Oven:

مقدمه عن الجهاز:

عبارة عن أجهزة معزولة حراريا وهي أيضا أجهزة كهربائية مستخدمة في التعقيم . الفرن يستخدم الحرارة الجافة لتعقيم المواد. عموما، يمكن تشغيلها 50 حتى 300 درجة مئوية (122-572 درجة فهرنهايت). هناك ترموستات التحكم في درجة الحرارة. يتم التحكم رقميا هؤلاء للحفاظ على درجة الحرارة . العزل على الجدران المزدوجة تحافظ على الحرارة في وتحافظ على الطاقة ، والطبقة الداخلية كونه موصل الفقراء والطبقة الخارجية يجري معدني. هناك أيضا مساحة في الجو العابق بين لمساعدة العزل . مروحة توزيع الهواء يساعد في توزيع موحد للحرارة. يتم تجهيز هذه الأدراج مع شبكات سلكية قابل للتعديل أو مطلية أو الألومنيوم والصواني قد يكون لها على / قبالة التحول الروك، فضلا عن مؤشرات وضوابط لدرجة الحرارة والوقت القابضة. قدرات هذه الأفران تختلف. احتياجات إمدادات الطاقة تختلف من بلد إلى آخر، اعتمادا على الجهد و التردد (هيرتز) المستخدمة.

صور الجهاز:



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004



مكونات الجهاز:

- (1) مفتاح التشغيل.
 - (2) مفتاح دوران لتضبيط درجة الحرارة المراد استعمالها .
 - (3) الجزء الداخلي مبطن بعوازل حافظه للحرارة.
 - (4) لوحة لتحديد درجة الحرارة.
- آليه تشغيل الجهاز:

- (1) يتم أولاً تضبيط درجة الحرارة المراد الحصول عليها.
 - (2) بعدها يتم وضع العينة المطلوبة في الجهاز واغلاقها داخل الجهاز حتى الوقت المطلوب بقائها فيه.
 - (3) يتم اخراج العينه بعد انتهاء الوقت المحدد لبقاء العينه فيه واغلاق الجهاز .
 - (4) يتم إطفاء الجهاز عن الكهرباء بعد الانتهاء من العمل عليه.
- آليه صيانة الجهاز:

- (1) أولاً يتم تنظيف الجهاز بعد الانتهاء من العمل فيه.
- (2) ينظف الجهاز بقطعه من القماش لتنظيف الأجزاء الداخلية له.

جهاز Centrifuge:

مقدمه عن الجهاز:

هو عبارة عن جهاز يتم فيه توليد قوى الطرد المركزي عن طريق الدوران حيث تنتج الجزيئات الأكثر ثقالة إلى الخارج بعيدا عن محور الدوران، واما الجزيئات الأقل ثقالة فتبقى في مكان وسطي، ويعرف أيضا بأنه جهاز المركزي ويقوم بفصل الجزء الصلب ليس بكبير الحجم انما جهاز مبسط يعتمد على سرعة الدوران او الطرد من العينة عن الجزء السائل حسب الكثافة كعينة الدم مثلاً حيث يفصل المكونات الرئيسية له عن الجزء السائل ونحصل على السيرم او البلازما وتجرى تحاليل ودراسات لكل جزء على حدى. او هو عبارة عن جهاز يدار عادة باستخدام محرك كهربائي بحيث يدور الجسم الموضوع داخله حول محور ثابت.

الهدف من الجهاز:

يستخدم هذا الجهاز لفصل مكونات المواد عن بعضها البعض ولكي يتم الفصل بين المواد نستخدم جهاز الطرد المركزي لانه يمتلك سرعه دوران كبيرة التي يسمح بفصل المواد عن بعضها البعض، وبفضل سرعتها الدورانية الكبيرة تقوم ايضا بفصل مكونات الدم في أنبوب الاختبار حيث تتركز في قاعه جسيمات الدم الأكثر ثقلا،

صور الجهاز:



مكونات الجهاز:

- المحور المركزي.
- الراس.
- الدلال الذي يحمل الانابيب، والذي يتم فيه وضع العينه.
- ساعه التوقيت.
- عداد الدورات.

آليه تشغيل الجهاز:

تعتمد فكرة عمله على مبدأ الترسيب وهدفه فصل الجزيئات حسب كثافتها.

من خلال التالي:

- وضع المحلول المراد فصل الجزيئات فيه داخل الجهاز.
- بعدها يتم وضع الانبويه في المكان المخصص لها بحسب ارقام الموجودة في حاملات الانابيب.
- يتم وضع انبويه أخرى في المكان المقابل للانبويه التي يتم فصل جزيئاتها.
- يغلق غطاء الجهاز ثم تحدد السرعة المطلوبه لفصل جزيئات المحلول وأيضا الزمن المحدد للفصل وتشغيل الجهاز.
- بعد الانتهاء من الفصل يتم فتح الغطاء بعد اسقرار المحرك واخذ العينات بعد فصلها .
- يتم اغلاق وفصل الكهرباء من الجهاز وتغطيته بعد الانتهاء من العمل عليه.

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام الجهاز:

- عدم ملئ الانبويه بالمحلول المراد فصله حتى لا يحدث انسكاب للمحلول اثناء الدوران الذي بدوره سيؤدي الى حدوث خلل في المحرك الكهربائي وانفجارية .
- عدم تشغيل الجهاز والغطاء مفتوح .
- عدم تحريك جهاز الدوان باليد بعد تشغيله.
- عدم فتح الغطاء والجهاز مازال يدور.
- عدم محاوله توقيف جهاز الدوران باليد وهو مازال يدور.

جهاز Heating Mantle:

مقدمه عن الجهاز:

وهي عبارة عن غلاف من الألياف الزجاجية المرنة التي يتم تسخينها وتتوافق مع شكل قارورة التفاعل. معظم عباءات التدفئة نصف كروية في التصميم وتأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام المصممة لتناسب القوارير المستديرة السفلية من 50 مل إلى 5000 مل أو أكثر، ويستخدم في تسخين المركبات وايضا يستخدم مع اجهزة فصل المواد مثل

السكسولايت (Soxhlete) والمكثف (Condecer)

مكونات الجهاز:

- من توصيله كهرباء.
 - من مفتاح تشغيل الجهاز.
 - من مفتاح التحكم بدرجة حرارة الجهاز.
 - من المكان المخصص لوضع العينه (العينه الموضوعه في Round Flask) .
- صور الجهاز:



آليه تشغيل الجهاز:

- يتم اولا تجهيز المحلول المراد تسخينه.
- يتم وضع Round Flask المحتوي على العينه في المكان المخصص لها في الجهاز.
- يتم تضبيط درجة حرارة الجهاز لدرجة حرارة المطلوبه في التجربه.



جهاز : Electric Pump

مقدمه عن الجهاز:

هو جهاز كهربائي يعمل على ترشيح (فصل) المادة الصلبة عن المادة السائلة وذلك للحصول على المادة الصلبة بصورة سريعة جافه وخاليه من أي مذيبي مثل (تحضير الاسبرين) .

مكونات الجهاز:

- من محرك كهربائي .
- مضخة شفط.
- من انبوب للسماح بسحب الهواء من العينه.
- من جهاز فلتره.
- من ورق فلتره (ترشيح) .
- من دورق زجاجي لسحب المحلول السائل عن الصلب.
- من توصيله كهرباء.
- من مقبض لمسك جهاز الفلتره مع الدورق الزجاجي بالاضافه الى قمع وضع العينه.

صور الجهاز:



آليه عمل الجهاز:

- يتم اولا تحضير العينه المراد ترشيحها مثل الاسبرين المحضر .
- بعدها يتم توصيل الجهاز مع بعضه بتركيب انبوب شفط الهواء من الجهاز الى جهاز الفلتره .
- ثم يتم توصيل جهاز الفلتره مع الدورق الزجاجي مع بعضهما .
- بعدها يتم وضع اوراق الفلتره على جهاز المفلتر وتثبيتها بواسطه المقبض .
- ثم يتم تشغيل الجهاز وتصب العينه في المق المخصص لها وبعدها تتم عمليه الشفط .
- وفي الاخير يتم الحصول على العينه الصلبة المفصوله عن المادة السائله .

جهاز : Juiatoo u3

مقدمه عن الجهاز:

وهو جهاز كهربائي يستخدم لتسخين الماء حيث وان هذا الجهاز لا يختلف كثيرا عن جهاز Water Bath المستخدم في المعامل ، حيث وان بعض التفاعلات لا تتم الا في وجود تسخين او حرارة مثل حرارة الماء لاتمام التفاعل .

مكونات الجهاز:

- من توصيله كهرباء.
- من عمود التسخين.
- من الوعاء الذي يتم وضع فيه الماء لتسخينه.
- من حامل الانابيب موضوعه على الجهاز.

صور الجهاز:



آليه عمل الجهاز:

- يتم وضع الماء في الوعاء الاساسي للجهاز.
- يتم تشغيل الجهاز ووضع عمود التسخين في الماء لتسخين الماء.
- يتم بعدها ضبط مؤشر الحرارة للحرارة المطلوبه.
- بعدها يتم وضع الانابيب المراد تسريع التفاعل في حامل الانابيب المثبت على الجهاز بحيث تكون الانابيب مغمورة في الماء.
- عند وصول الماء الى الدرجه المطلوبه يتم اطفاء جهاز التسخين .

جهاز : Cabinet

مقدمه عن الجهاز:

هو جهاز كهربائي يستخدم لسحب الغازات الناتجة من المواد الكيميائية ، حيث وانه يت فيه تحضير المواد السائله المتصاعدة منها الابخرة لانه يعمل على سحب الابخرة او الاغازات الناتجة من المادة عند تحضيرها ويتم وضع فيه الاحماض والمواد السامه الاخرى.

مكونات الجهاز:

- من كابينه شفط بها مراوح.
- من زر تشغيل الكابينه وتشغيل الشفط فيها والاضاءة.
- من دولاب زجاجي قابل للفتح الكابينه واغلاقها.
- من صفيحه من الرخام في قاعدة الكيبه.

صور الجهاز:



آليه تشغيل الجهاز:

- اولاً يتم توصيل الكابينه بالكهرباء.
- بعدها يتم فتح الدولاب الزجاجي اثناء القيام بالتحضير المواد.
- بعدها يتم تشغيل الشفط لسحب الغازات اثناء التحضير.
- يتم تنبيه الطلاب اثناء استخدام او اخذ المواد من الكيبه بعدم خلط المواد مع بعضها، بالاضافه الى عدم اخراج المواد الحارقه والخطيرة من الكيبنة ويتم اجراء التجارب الخطيرة بداخلها.
- تنبيه الطلاب بعدم الازدحام بجانب الكابينه كونها محتويه على العديد من المواد السامه والخطرة.
- بعد الانتهاء من العمل في المعامل يتم اغلاق الدولاب الزجاجي .